

## Accessoires à double col, cols parallèles



Accessoires à double col

Conforme à la norme DIN 12594, avec deux cols parallèles, deux manchons NS et un noyau NS, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Manchons (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0100 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0100 22
24/29	19/26	-	1	5 0100 23
24/29	24/29	-	1	5 0100 33
29/32	14/23	-	1	5 0100 14
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0100 44