

Accessoires à trois cous



Accessoires à trois cous

Composé de trois manchons NS et d'un noyau NS, avec deux cols parallèles et un col incliné (angle: 45°), fabriqué à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Manchon (NS)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	1	5 0150 11
24/29	19/26	1	5 0150 23
29/32	19/26	1	5 0150 24
24/29	24/29	1	5 0150 33
29/32	29/32	1	5 0150 44