

Accessoires de distillation



Accessoires de distillation

Conformément à la norme DIN 12594 et en complément de la norme, avec un manchon NS 14/23 et deux noyaux NS (angle de purge: 75°), pour les thermomètres à distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyau fraisé (NS)	Noyau incliné (NS)	Selon DIN	PU (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0280 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0280 22
24/29	19/26	-	1	5 0280 32
24/29	24/29	-	1	5 0280 33
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0280 44