

Accessoires de distillation Claisen



Accessoires de distillation Claisen

Conformément à la norme DIN 12594 et en complément de la norme, avec deux manchons parallèles NS 14/23 et deux noyaux NS (angle de purge: 75°), pour thermomètres à distillation d'une longueur d'installation de 55 mm, en tube DURAN®

Noyau vertical (NS)	Noyau oblique (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
14/23	14/23	DIN 12594	1	5 0300 11
19/26	19/26	DIN 12594	1	5 0300 22
24/29	19/26	-	1	5 0300 32
24/29	24/29	-	1	5 0300 33
29/32	14/23	-	1	5 0300 41
29/32	29/32	DIN 12594	1	5 0300 44