


Accessoires d'extraction Knöfler-Böhm



Accessoires d'extraction Knöfler-Böhm

Accessoires d'extraction à chaud conformes à la norme DIN 12604, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Extracteur (ml)	Refroidisseur (NS)	Selon DIN	PU (pièce)	N° d'article
30	29/32	-	1	5 4101 25
150	45/40	-	1	5 4101 43
250	45/40	DIN 12604	1	5 4101 49
500	60/46	DIN 12604	1	5 4101 58