

## Accessoires d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement lourds



Accessoires d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement lourds

Pour l'extraction à partir de liquides avec des solvants d'extraction particulièrement denses, avec filtre à insertion (porosité: 0), fabriqué à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	pour extracteur (ml)	PU (pièce)	N° d'article
100	45/40	1	5 4331 37
250	45/40	1	5 4331 49
500	60/46	1	5 4331 58