

Accessoires d'extraction Soxhlet, avec robinet d'arrêt en verre NS



Accessoires d'extraction Soxhlet, avec robinet d'arrêt en verre NS

Têtes d'extraction conformes à la norme DIN 12602 et, en plus de la norme DIN, avec robinet en verre NS, fabriquées à partir de tubes DURAN®

Extracteur (ml)	Manchon (NS)	Robinet NS	Selon DIN	PU (pièce)	N° d'article
70	34/35	verre	-	1	5 4001 31
100	45/40	verre	DIN 12602	1	5 4001 37
150	45/40	verre	-	1	5 4001 43
250	45/40	verre	DIN 12602	1	5 4001 49
500	60/46	verre	DIN 12602	1	5 4001 58