

## Accessoires d'extraction Soxhlet



Accessoires d'extraction Soxhlet

Têtes d'extraction conformes à la norme DIN 12602 et, en plus de la norme DIN, sans robinet en verre NS, fabriquées à partir de tubes DURAN®

Extracteur (ml)	Manchon (NS)	Robinet NS	Selon DIN	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
30	29/32	-	DIN 12602	1	5 3951 25
70	34/35	-	-	1	5 3951 31
100	45/40	-	DIN 12602	1	5 3951 37
150	45/40	-	-	1	5 3951 43
200	45/40	-	-	1	5 3951 46
250	45/40	-	DIN 12602	1	5 3951 49
300	60/46	-	-	1	5 3951 52
500	60/46	-	DIN 12602	1	5 3951 58
1000	71/51	-	DIN 12602	1	5 3951 70