

Accessoires pour bouteilles lave-gaz sans plaque filtrante



Accessoires pour lave-bouteilles à gaz, sans plaque filtrante
Conformément à la norme DIN 12596, avec noyau NS 29/32,
convenant aux bouteilles selon la norme DIN 12463,
Fabriqué à partir de tubes DURAN®

Avec olives de tuyau (diamètre extérieur: 11 mm)
Référence: 5 5006 00 (Conditionnement: 1 pièce)
Avec raccords filetés (GL 14)
Référence: 5 5006 10 (Conditionnement: 1 pièce)

