


Accessoires pour lave-bouteilles à gaz avec plaque filtrante



Accessoires pour lave-bouteilles à gaz, avec plaque filtrante

Conforme à la norme DIN 12596, avec un noyau NS 29/32, adapté aux bouteilles conformes à la norme DIN 12463, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Raccords	Filtre (Porosité)	Unité d'emballage (Pièces)	N° d'article
Olives	0	1	5 5104 00
Olives	1	1	5 5104 01
Olives	2	1	5 5104 02
Filetage GL 14	0	1	5 5104 10
Filetage GL 14	1	1	5 5104 11
Filetage GL 14	2	1	5 5104 12