

Accessoires pour pycnomètre avec/sans bouteille



Accessoires pour pycnomètre avec/sans bouteille
Accessoires pour pycnomètre avec ou sans flacon à col large et à gorge inclinée, avec joint rodé, pour la détermination de la masse volumique apparente des matériaux bitumineux et des mélanges minéraux, matériau: accessoire en tube DURAN®, flacon: DURAN®

Version (cm ³)	Joint rodé (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
Accessoire pycnomètre avec flacon (contenu: 500 ml)	45/27	1	5 6600 06
Accessoire pycnomètre avec flacon (contenu: 1000 ml)	60/37	1	5 6600 07
Accessoire pycnomètre sans flacon	45/27	1	5 6602 06
Accessoire pycnomètre sans flacon	60/37	1	5 6602 07