


Agitateur à lames mobiles et goupille de couplage



Agitateur à lames mobiles et goupille de couplage
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de fonctionnement rectifiée et polie, diamètre de l'arbre: 10 mm, axe de couplage: Ø 8 x L 40 mm, pales d'agitation et boulon avec disque d'expansion: PTFE, arbre d'agitation en tube DURAN®

pales d'agitateur en PTFE

Pour broyage (NS)	Arbre d'agitation Ø x L (mm)	Cercle d'agitation (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
29/32	10 x 310	50	1	6 3080 01
29/32	10 x 310	90	1	6 3080 03
29/32	10 x 400	90	1	6 3080 05
29/32	10 x 460	90	1	6 3080 07
29/32	10 x 520	90	1	6 3080 09
45/40	10 x 560	120	1	6 3080 10
45/40	10 x 620	120	1	6 3080 12

Cercle d'agitation (mm)	PU (pièces)	N° d'article
50	1	6 3081 01
90	1	6 3081 03
120	1	6 3081 05