


## Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL



Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL  
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de fonctionnement rectifiée et polie, diamètre de l'arbre: 10 mm, raccord fileté: GL 10, pales d'agitation et boulon avec disque d'expansion: PTFE, arbre d'agitation en tube DURAN®

pales d'agitateur en PTFE

| Pour le broyage (NS) | Arbre d'agitation Ø x L (mm) | Cercle d'agitation (mm) | Unité d'emballage (pièces) | Numéro d'article. |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 29/32                | 10 x 310                     | 50                      | 1                          | 6 3080 31         |
| 29/32                | 10 x 310                     | 90                      | 1                          | 6 3080 33         |
| 29/32                | 10 x 400                     | 90                      | 1                          | 6 3080 35         |
| 29/32                | 10 x 460                     | 90                      | 1                          | 6 3080 37         |
| 29/32                | 10 x 520                     | 90                      | 1                          | 6 3080 39         |
| 45/40                | 10 x 560                     | 120                     | 1                          | 6 3080 40         |
| 45/40                | 10 x 620                     | 120                     | 1                          | 6 3080 42         |

| Cercle d'agitation (mm) | PU (pièces) | N° d'article |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 50                      | 1           | 6 3081 01    |
| 90                      | 1           | 6 3081 03    |
| 120                     | 1           | 6 3081 05    |