


Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL



Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de fonctionnement rectifiée et polie, diamètre de l'arbre: 10 mm, raccord fileté: GL 10, pales d'agitation et boulon avec disque d'expansion: PTFE, arbre d'agitation en tube DURAN®

pales d'agitateur en PTFE

| Pour le broyage (NS) | Arbre d'agitation Ø x L (mm) | Cercle d'agitation (mm) | Unité d'emballage (pièces) | Numéro d'article. |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 29/32 | 10 x 310 | 50 | 1 | 6 3080 31 |
| 29/32 | 10 x 310 | 90 | 1 | 6 3080 33 |
| 29/32 | 10 x 400 | 90 | 1 | 6 3080 35 |
| 29/32 | 10 x 460 | 90 | 1 | 6 3080 37 |
| 29/32 | 10 x 520 | 90 | 1 | 6 3080 39 |
| 45/40 | 10 x 560 | 120 | 1 | 6 3080 40 |
| 45/40 | 10 x 620 | 120 | 1 | 6 3080 42 |

| Cercle d'agitation (mm) | PU (pièces) | N° d'article |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 50 | 1 | 6 3081 01 |
| 90 | 1 | 6 3081 03 |
| 120 | 1 | 6 3081 05 |