


## Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL



Agitateur à lames mobiles et raccord fileté GL  
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de fonctionnement rectifiée et polie, diamètre de l'arbre: 10 mm, raccord fileté: GL 10, pales d'agitation et boulon avec disque d'expansion: PTFE, arbre d'agitation en tube DURAN®

pales d'agitateur en PTFE

Pour le broyage (NS)	Arbre d'agitation Ø x L (mm)	Cercle d'agitation (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
29/32	10 x 310	50	1	6 3080 31
29/32	10 x 310	90	1	6 3080 33
29/32	10 x 400	90	1	6 3080 35
29/32	10 x 460	90	1	6 3080 37
29/32	10 x 520	90	1	6 3080 39
45/40	10 x 560	120	1	6 3080 40
45/40	10 x 620	120	1	6 3080 42

Cercle d'agitation (mm)	PU (pièces)	N° d'article
50	1	6 3081 01
90	1	6 3081 03
120	1	6 3081 05