

Agitateur avec pale d'agitation latérale et goupille de couplage



Agitateur avec pale d'agitation latérale et goupille de couplage

Fabriqué en verre de précision calibré, longueur de la surface de roulement rectifiée et polie: 160 mm, pale d'agitation et vis de blocage: PTFE, axe d'agitation en tube DURAN®

Pièces individuelles

Pour le broyage (NS)	Arbre d'agitation Ø x L (mm)	Lame d'agitation (mm)	Broche Ø x L (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
29/32	10 x 310	50 x 18 x 3	8 x 40	1	6 3070 01
29/32	10 x 310	68 x 24 x 3	8 x 40	1	6 3070 03
29/32	10 x 390	75 x 24 x 3	8 x 40	1	6 3070 05
45/40	16 x 460	75 x 24 x 3	10 x 50	1	6 3070 08
29/32	10 x 480	125x24x 3	8 x 40	1	6 3070 10
45/40	16 x 520	125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 11
45/40	16 x 560	125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 13
45/40	16 x 620	s 125 x 35 x 3	10 x 50	1	6 3070 15

Désignation	Unité d'emballage (pcs.)	N° d'article
Arbre d'agitateur 10 x 310 avec goupille 8 x 40	1	6 3072 01
Arbre d'agitateur 10 x 390 avec goupille 8 x 40	1	6 3072 05
Arbre d'agitateur 10 x 480 avec goupille 8 x 40	1	6 3072 10
Arbre d'agitateur 16 x 460 avec goupille 10 x 50	1	6 3072 08

Arbre d'agitateur 16 x 520 avec goupille 10 x 50	1	6 3072 11
Arbre d'agitateur 16 x 560 avec goupille 10 x 50	1	6 3072 13
Arbre d'agitateur 16 x 620 avec goupille 10 x 50	1	6 3072 15
Arbre d'agitateur 10 x 310 avec filetage GL 10	1	6 3072 51
Arbre d'agitateur 10 x 390 avec filetage GL 10	1	6 3072 55
Arbre d'agitateur 10 x 480 avec filetage GL 10	1	6 3072 68
Arbre d'agitateur 16 x 460 avec filetage GL 14	1	6 3072 60
Arbre d'agitateur 16 x 520 avec filetage GL 14	1	6 3072 71
Arbre d'agitateur 16 x 560 avec filetage GL 14	1	6 3072 73
Arbre d'agitation 16 x 620 avec filetage GL 14	1	6 3072 75
Lame d'agitation 50 x 18 x 3, PTFE	1	6 3073 01
Lame d'agitation 68 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 03
Lame d'agitation 75 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 05
Lame d'agitation 125 x 24 x 3, PTFE	1	6 3073 10
Lame d'agitation 125 x 35 x 3, PTFE	1	6 3073 11
Vis de blocage PTFE	1	6 3105 03

Generated on 2026-06-28