

## Agitateur avec pale d'agitation latérale et raccord fileté GL



Agitateur avec pale d'agitation latérale et raccord fileté GL

Fabriqué en verre de précision calibré, longueur de la surface de roulement rectifiée et polie: 160 mm, pale d'agitation et vis de blocage: PTFE, axe d'agitation en tube DURAN®

Pièces individuelles

| Pour le broyage (NS) | Arbre d'agitation Ø x L (mm) | Lame d'agitation (mm) | Filetage (GL) | Unité d'emballage (pièces) | Numéro d'article. |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 29/32                | 10 x 310                     | 50 x 18 x 3           | 10            | 1                          | 6 3070 31         |
| 29/32                | 10 x 310                     | 68 x 24 x 3           | 10            | 1                          | 6 3070 33         |
| 29/32                | 10 x 390                     | 75 x 24 x 3           | 10            | 1                          | 6 3070 35         |
| 45/40                | 16 x 460                     | 75 x 24 x 3           | 14            | 1                          | 6 3070 68         |
| 29/32                | 10 x 480                     | 125 x 24 x 3          | 10            | 1                          | 6 3070 30         |
| 45/40                | 16 x 520                     | 125 x 35 x 3          | 14            | 1                          | 6 3070 61         |
| 45/40                | 16 x 560                     | 125 x 35 x 3          | 14            | 1                          | 6 3070 63         |
| 45/40                | 16 x 620                     | 125 x 35 x 3          | 14            | 1                          | 6 3070 65         |

| Désignation                                      | Unité d'emballage (pcs.) | N° d'article |
|--|--------------------------|--------------|
| Arbre d'agitateur 10 x 310 avec goupille 8 x 40  | 1                        | 6 3072 01    |
| Arbre d'agitateur 10 x 390 avec goupille 8 x 40  | 1                        | 6 3072 05    |
| Arbre d'agitateur 10 x 480 avec goupille 8 x 40  | 1                        | 6 3072 10    |
| Arbre d'agitateur 16 x 460 avec goupille 14 x 50 | 1                        | 6 3072 08    |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Arbre d'agitateur 16 x 520 avec goupille 14 x 50 | 1 | 6 3072 11 |
| Arbre d'agitateur 16 x 560 avec goupille 14 x 50 | 1 | 6 3072 13 |
| Arbre d'agitateur 16 x 620 avec goupille 14 x 50 | 1 | 6 3072 15 |
| Arbre d'agitateur 10 x 310 avec filetage GL 10   | 1 | 6 3072 51 |
| Arbre d'agitateur 10 x 390 avec filetage GL 10   | 1 | 6 3072 55 |
| Arbre d'agitateur 10 x 480 avec filetage GL 10   | 1 | 6 3072 68 |
| Arbre d'agitateur 16 x 460 avec filetage GL 14   | 1 | 6 3072 60 |
| Arbre d'agitateur 16 x 520 avec filetage GL 14   | 1 | 6 3072 71 |
| Arbre d'agitateur 16 x 560 avec filetage GL 14   | 1 | 6 3072 73 |
| Arbre d'agitation 16 x 620 avec filetage GL 14   | 1 | 6 3072 75 |
| Pale d'agitation 50 x 18 x 3, PTFE               | 1 | 6 3073 01 |
| Pale d'agitation 68 x 24 x 3, PTFE               | 1 | 6 3073 03 |
| Pale d'agitation 75 x 24 x 3, PTFE               | 1 | 6 3073 05 |
| Pale d'agitation 125 x 24 x 3, PTFE              | 1 | 6 3073 10 |
| Pale d'agitation 125 x 35 x 3, PTFE              | 1 | 6 3073 11 |
| Vis de blocage PTFE                              | 1 | 6 3105 03 |

Generated on 2026-06-28