

## Agitateur avec verrouillage



### Agitateur avec verrouillage

Arbre d'agitation avec pale et vis de blocage en PTFE, assurant l'étanchéité aux gaz de l'appareil de mélange sous vide jusqu'à  $10^{-3}$  mbar sous charge continue jusqu'à 800 tr/min, adapté aux ballons à fond rond de 250 à 2000 ml, arbre d'agitation en tube DURAN®

Désignation	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
Agitateur avec bouchon agitateur, complet	1	6 3100 00
Tige d'agitation, Ø 10 x L 400 mm	1	6 3105 01
Pale d'agitation, PTFE, 70 x 24 x 3 mm	1	6 3105 02
Vis de blocage, PTFE (voir illustration)	1	6 3105 03
Corps de verrouillage, filetage GL 25, noyau NS 29/32	1	6 3105 04
Joint d'étanchéité, PTFE/graphite, 1 jeu complet	1	6 3105 05
Ressort de compression, acier inoxydable	1 %	6 3105 06
Bouchon à vis GL 25, PP	1	6 3105 07