


Agitateur d'ancrage avec goupille de couplage



Agitateur d'ancrage avec goupille de couplage
 Fabriqué en verre de précision calibré, surface de roulement rectifiée et polie, pour cuves à brides,
 Diamètre de l'arbre 10 mm
 avec goupille de couplage Ø 8 x L 40 mm,
 Diamètre de l'arbre 16 mm
 avec goupille de couplage Ø 10 x L 50 mm,
 Fabriqué à partir de tubes DURAN®

Pour bride de laboratoire (DN)	longueur totale (mm)	arbre Ø (mm)	pièce PU)	Numéro d'article.
60	330	10	1	6 3206 28
60	370	10	1	6 3206 37
60	430	10	1	6 3206 49
60	510	10	1	6 3206 58
60	490	10	1	6 3206 70
100	390	10	1	6 3210 49
100	430	10	1	6 3210 58
100	500	10	1	6 3210 70
100	630 %	10	1	6 3210 73
100	550	10	1	6 3210 76
100	610	10	1	6 3210 79
100	640	16	1	6 3210 85
100	680	16	1	6 3210 88
150	540	16	1	6 3215 73
150	595	16	1	s6 3215 76
150	700	16	1	6 3215 79

150	715	16	1	6 3215 88
150	925	16	1	6 3215 94

Generated on 2026-04-27