


Agitateur d'ancre avec raccord fileté GL



Agitateur d'ancre avec raccord fileté GL
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de roulement rectifiée et polie, pour cuves à brides, diamètre d'arbre: 10 ou 16 mm, raccord fileté: GL 10 ou GL 14, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Pour bride de laboratoire (DN)	longueur totale (mm)	arbre Ø (mm)	filetage (GL)	PU (pcs.)	Numéro d'article.
60	330	10	s 10	1	6 3207 28
60	370	10	10	1	6 3207 37
60	430	10	10	1	6 3207 49
60	510	10	10	1	6 3207 58
60	490	10	10	1	6 3207 70
100	390	10	10	1	6 3211 49
100	430	10	10	1	6 3211 58
100	500	10	10	1	6 3211 70
100	630	10	10	1	6 3211 73
100	550	10	10	1	6 3211 76
100	610	10	10	1	6 3211 79
100	640	16	14	1	6 3211 85
100	680	16	14	1	6 3211 88
150	540	16	14	1	6 3216 73
150	595	16	14	1	6 3216 76
150	700	16	14	1	6 3216 79

150	715	16	14	1	6 3216 88
150	925	16	14	1	6 3216 94

Generated on 2026-06-28