


## Ampoule à décanter conique, brune, avec bouchon en PTFE, sans séparateur.



Ampoule à décanter conique, brune, sans compartiment, avec bouchon en PTFE. Avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), sans compartiment, avec bouchon en PTFE, avec robinet de sécurité fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0081 28
100	19/26	≤ 2,5	2	4 0081 37
250	29/32	4,0	2	4 0081 49
500	29/32	4,0	2	4 0081 58
1000	29/32	6,0	2	4 0081 70
2000	29/32	6,0	1	4 0081 73