

## Ampoule à décanter conique brune, avec embout en verre, sans division



Ampoule à décanter conique, brune, sans compartiment, avec bouchon en verre. Avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), sans compartiment, avec bouchon en verre transparent massif et acier inoxydable, avec robinet à vis, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
50	19/26	2,5	2	4 0080 28
100	19/26	≤ 2,5	2	4 0080 37
250	29/32	4,0	2	4 0080 49
500	29/32	4,0	2	4 0080 58
1000	29/32	6,0	2	4 0080 70
2000	29/32	6,0	1	4 0080 73