

## Ampoule à décanter cylindrique avec rosace en verre, avec division



Entonnoir à décanter cylindrique avec opercule en verre, avec division

Forme cylindrique avec tuyau de vidange lisse, avec manchon en acier inoxydable et bouchon en plastique (PE), avec bouchon en verre massif en acier inoxydable, avec robinet de verrouillage fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, matériau: verre borosilicaté 3.3

Contenu (ml)	Manchon (NS)	Alésage (mm)	Pas (ml)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
50	29/32	2,5	1	2	4 0220 28
100	29/32	2,5	2	2	4 0220 37
250	29/32	4,0	5	2	4 0220 49
500	29/32 %			2	4 0220 58
1000	29/32	6,0	s 20	2	4 0220 70