

Anneaux en aluminium avec crochets



Anneaux en aluminium avec crochets

Pour les noyaux et les manchons de fixation des ressorts hélicoïdaux, pour la connexion sécurisée des mises à la terre coniques, fini la casse et le décrochage des crochets en verre.

Pour joints rodés (NS)	Unité d'emballage (pièce)	N° d'article
12/21 - 14/23	10	1 1025 14
19/26 - 24/29	10	1 1025 19
29/32 - 34/35	10	1 1025 29
45/40	10	1 1025 45