


Appareil d'extraction à chaud selon Twisselmann



Appareil d'extraction à chaud selon Twisselmann

L'appareil complet se compose de: un dispositif d'extraction à chaud avec enveloppe sous vide, en tube DURAN®; un condenseur Twisselmann (amélioré) avec filetage GL 14, en tube DURAN®; et un ballon à fond rond. Matériau: DURAN®

Extracteur (ml)	Refroidisseur (NS)	Piston (ml)	Pièce PU)	N° d'article
30	29/32	100	1	5 3800 25
70	34/35	s 100	1	5 3800 31
100	45/40	250	1	5 3800 37
150	45/40	250	1	5 3800 43