

## Appareil d'extraction pour solides



Appareil d'extraction pour solides  
Pour l'extraction à partir de solides (chauds)

L'appareil complet comprend: un dispositif d'extraction avec manchon d'extraction pour solides, en tube DURAN®; un condenseur Dimroth avec filetage GL 14, en tube DURAN®; un ballon à fond rond. Matériau: DURAN®

Extracteur (ml)	Refrigeriseur (NS)	Piston (ml)	PU (pièce)	N° d'article
70	45/40	250	1	5 4310 31
100	45/40	s 250	1	5 4310 37
250	60/46	500	1	5 4310 49