

Appareil d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement légers



Appareil d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement légers

Pour l'extraction à partir de liquides en utilisant spécifiquement des solvants d'extraction légers.

L'appareil complet se compose de: un dispositif d'extraction avec filtre à insert (fritte, porosité: 0), muni d'un robinet d'arrêt à vanne PTFE, en tube DURAN®; un condenseur Dimroth avec filetage GL 14, en tube DURAN®; un ballon à fond rond. Matériau: DURAN®

Extracteur (ml)	Refroidisseur (NS)	Piston (ml)	PU (pièce)	N° d'article
100	45/40	250	1	5 4320 37
250	45/40	s 500	1	5 4320 49
500	60/46	1000	1	5 4320 58