

## Appareil d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement lourds



Appareil d'extraction pour solvants d'extraction particulièrement lourds

Pour l'extraction à partir de liquides à l'aide de solvants d'extraction particulièrement lourds.

L'appareil complet se compose de: un dispositif d'extraction avec filtre à insertion (fritte, porosité: 0), avec robinet d'arrêt à vanne PTFE, en tube DURAN®, un condenseur Dimroth avec filetage GL 14, en tube DURAN®, un ballon à fond rond. Matériau: DURAN®

Extracteur (ml)	Refrigerateur (NS)	Piston (ml)	PU (pièce)	N° d'article
100	45/40	250	1	5 4330 37
250	45/40	s 500	1	5 4330 49
500	60/46	1000	1	5 4330 58