

Appareil d'extraction Soxhlet, 2000 ml, avec bride



Appareil d'extraction Soxhlet, 2000 ml, avec bride

L'appareil complet comprend: un dispositif d'extraction à bride LF 100, d'une capacité de 2 000 ml, en tube DURAN®; un bouchon rodé LF 100, à col central NS 45/40; un bouchon de serrage LF 100; un condenseur Dimroth, à noyau NS 45/40 et raccords filetés GL 14, en tube DURAN®; un ballon à fond rond d'une capacité de 2 000 ml, NS 29/32, en DURAN®; conditionnement: 1 pièce; référence: 5 3670 73

