

appareil d'extraction Thielepape



appareil d'extraction Thielepape

Pour l'extraction de substances solides: les vapeurs ascendantes pénètrent immédiatement dans le condenseur; le condensat reflue continuellement à travers le matériau extrait dans le ballon.

L'appareil complet se compose de: un dispositif d'extraction avec manchon en fritte de verre (porosité: 0), en tube DURAN®, un condenseur Dimroth avec filetage GL 14, en tube DURAN®, et un ballon à fond rond. Matériau: DURAN®

Extracteur (ml)	Refroidisseur (NS)	Piston (ml)	PU (pièce)	N° d'article
30	29/32	100	1	5 3700 25
150	45/40	s 250	1	5 3700 43
250	45/40	500	1	5 3700 49