

Atomiseur



Atomiseur

Atomiseur complet comprenant: flacon Erlenmeyer (capacité: 100 ml), avec manchon NS 19/26 (matériau: DURAN®), tête d'atomiseur (en tube DURAN®), pince en verre rodé et poire en caoutchouc. Conditionnement: 1 pièce.

Numéro d'article: 5 4700 00

Désignation	Qté	N° d'article
Tête d'atomiseur	1	5 4700 04
Piston, 100 ml, NS 19/26	1	3 0219 37
Pince pour verre rodé, NS 19/26	1	1 1037 19
Poire en caoutchouc	1	5 4700 05