

Attaches à double col, deux manches NS



Accessoires à double col
Avec deux manchons NS et un noyau NS, angle
d'inclinaison: 105°, fabriqué à partir de tubes DURAN®

Manchon vertical (NS)	Manchon diagonal (NS)	Noyau (NS)	PU (pièce)	N° d'article
14/23	14/23	14/23	1	5 0001 11
		19/26	1	5 0002 22
29/32	14/23	29/32	1	5 0004 14
29/32	29/32	29/32	1	5 0004 44