

Ballon à fond rond à azote (ballon de Schlenk) avec robinet d'arrêt à valve PTFE



Ballon à fond rond à azote (ballon de Schlenk) avec robinet d'arrêt à valve PTFE
Avec joint conique rodé NS et robinet d'arrêt à vanne PTFE, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Col moyen (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	2,5	1	3 3606 22
50	14/23	2,5	1	3 3606 28
100	14/23	2,5	1	3 3606 37
250	14/23	2,5	1	3 3606 49
50	29/32	2,5	1	3 3608 28
100	29/32	2,5	1	3 3608 37
250	29/32	2,5	1	3 3608 49
500	29/32	2,5	1	3 3608 58
1000	29/32	2,5	1	3 3608 70