

Ballon à fond rond à azote (ballon Schlenk) avec robinet d'arrêt pour azote.



Ballon à fond rond à azote (ballon Schlenk) avec robinet d'arrêt pour azote.

Avec joint rodé conique NS et robinet NS, avec zone d'étiquetage, matériau: DURAN®

Contenu (ml)	Col moyen (NS)	Alésage du taraud (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	14/23	2,5	1	3 3601 22
50	14/23	2,5	1	3 3601 28
100	14/23	2,5	1	3 3601 37
250	14/23	2,5	1	3 3601 49
50	29/32	2,5	1	3 3604 28
100	29/32	2,5	1	3 3604 37
250	29/32	2,5	1	3 3604 49
500	29/32	2,5	1	3 3604 58
1000	29/32	2,5	1	3 3604 70