


## billes de broyage sphériques



sphères en forme de boule

Fabriqué à partir de tubes DURAN® conformément à la norme DIN 12264 et en complément de celle-ci.

Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.

Balle (S)	Longueur totale approx. (mm)	Selon DIN	PU (pièce)	N° d'article
13/2	100	-	10	1 2113 02
13/5	100	DIN 12264	10	1 2113 05
19	120	DIN 12264	10	1 2119 09
29	120	DIN 12264	10	1 2129 15
35	120	DIN 12264	10	1 2135 20
40	120	DIN 12264	1	1 2140 25
41	120	DIN 12264	1	1 2141 25
51	150	DIN 12264	1	1 2151 30
65	170	DIN 12264	1	1 2165 40

Dimension nominale	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13	12 700 %s 12 706		12,50	12,5
S19	19 050		19 057	18,90 %s 18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	s 38,109		37,80

S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51	50 800	50 810 %s 49,40	49,3	
S64	63 500	63 510	62,95	62,9

Generated on 2026-06-28