

## Bocaux de pesée avec bouchons de couvercle NS



### Bocaux de pesée avec bouchons de couvercle NS

Avec bouchon de couvercle NS remplaçable, avec zone d'étiquetage, dimensions (mm) et capacité (ml) gravées de façon permanente, disponible en version haute ou basse, couvercle: DURAN®, base en tube DURAN®

Dimensions Ø x H (mm)	Joint rodé (NS)	Forme	Capacité (ml)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article.
20 x 40	19/12	haut	5	6	5 5600 02
25 x 40	24/12	haut	10	6	5 5600 05
30 x 50	29/12	haut	20	6	5 5600 08
35 x 50	34/12	haut	30	6	5 5600 12
40 x 50	40/12	haut	40	6	5 5600 15
40 x 65	40/12	haut	45	6	5 5600 19
35 x 70	34/12	haut			5 5600 22
40 x 80	40/12	haut	70	6	5 5600 25
50 x 80	50/12	haut	110	10	5 5600 28
25 x 25	24/12	bas	6	6	5 5605 02
40 x 25	40/12	bas	15	6	5 5605 04
35 x 30	34/12	bas	15	6	5 5605 09
50 x 30	50/12	bas	30	6	5 5605 13
60 x 30	60/12	bas	45	6	5 5605 16
80 x 30	80/12	bas	80	6	5 5605 21