

Bols en forme de boule



Bols à coupe sphérique

Fabriqué à partir de tubes DURAN® conformément à la norme DIN 12244 et en complément de la norme

Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.

| Plateau (S) | Longueur totale approx. (mm) | Selon DIN | Unité d'emballage (pièces) | N° d'article |
|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 13/2 | 100 | - | 10 | 1 2013 02 |
| 13/5 | 100 | DIN 12244 | 10 | 1 2013 05 |
| 19 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2019 09 |
| 29 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2029 15 |
| 35 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2035 20 |
| 40 | 120 | DIN 12244 | 1 | 1 2040 25 |
| 41 | 120 | DIN 12244 | 1 | 1 2041 25 |
| 51 | 150 | DIN 12244 | 1 | 1 2051 30 |
| 65 | 170 | DIN 12244 | 1 | 1 2065 40 |

| Dimension nominale | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) |
|--------------------|------------------|----------|---------|---------------|
| S13 | 12 700 %s 12 706 | | 12,50 | 12,5 |
| S19 | 19 050 | | 19 057 | 18,90 %s 18,9 |
| S29 | 28,575 | 28,582 | 28,35 | 28,3 |
| S35 | 34,925 | 34,934 | 34,65 | 34,6 |
| S40 | 38,100 | s 38,109 | | 37,80 |

| | | | | |
|-----|--------|-----------------|-------|------|
| S41 | 41,275 | 41,284 | 40,95 | 40,9 |
| S51 | 50 800 | 50 810 %s 49,40 | 49,3 | |
| S64 | 63 500 | 63 510 | 62,95 | 62,9 |

Generated on 2026-04-27