

Bols en forme de boule



Bols à coupe sphérique

Fabriqué à partir de tubes DURAN® conformément à la norme DIN 12244 et en complément de la norme

Nos meules sphériques sont fabriquées selon des dimensions impériales. Leurs dimensions de rectification sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.

Plateau (S)	Longueur totale approx. (mm)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
13/2	100	-	10	1 2013 02
13/5	100	DIN 12244	10	1 2013 05
19	120	DIN 12244	10	1 2019 09
29	120	DIN 12244	10	1 2029 15
35	120	DIN 12244	10	1 2035 20
40	120	DIN 12244	1	1 2040 25
41	120	DIN 12244	1	1 2041 25
51	150	DIN 12244	1	1 2051 30
65	170	DIN 12244	1	1 2065 40

Dimension nominale	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)
S13	12 700 %s 12 706		12,50	12,5
S19	19 050		19 057	18,90 %s 18,9
S29	28,575	28,582	28,35	28,3
S35	34,925	34,934	34,65	34,6
S40	38,100	s 38,109		37,80

S41	41,275	41,284	40,95	40,9
S51	50 800	50 810 %s 49,40	49,3	
S64	63 500	63 510	62,95	62,9

Generated on 2026-06-28