


Bouchon octogonal en plastique



Bouchon octogonal en plastique
Conformément à la norme DIN 12254 et en complément
de cette norme, matériau: PE, couleur: blanc/rouge

Noyau (NS)	Selon DIN	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
7/16	DIN 12254	10	1 4010 07
10/19	DIN 12254	10	1 4010 10
12/21	DIN 12254	10	1 4010 12
14/23	DIN 12254	10	1 4010 14
19/26	DIN 12254	10	1 4010 19
24/29	DIN 12254	10	1 4010 24
29/32	DIN 12254	10	1 4010 29
34/35	-	5	1 4010 34
45/40	-	5	1 4010 45