

Bouchon octogonal en verre



Bouchon octogonal en verre
Conformément à la norme DIN 12252, formes A et E,
conception pleine ou semi-creuse, matériau: verre, voir
tableau

Noyau (NS)	Version	Matériau	Unité d'emballage (pièce)	Numéro d'article
10/19	solide	DURAN®	10	1 4005 10
12/21	solide	DURAN®	10	1 4005 12
14/23	solide	DURAN®	10	1 4005 14
19/26	solide	DURAN®	10	1 4005 19
24/29	solide	DURAN®	10	1 4005 24
29/32	semi-creux	DURAN®	10	1 4005 29
34/35	semi-creux	DURAN®	1	1 4005 34
45/40	semi-creux	DURAN®	1	1 4005 45