

Bouchons agitateurs à double joint à lèvre



Bouchons agitateurs à double lèvre
Bouchons d'agitation pour applications sous vide ou légère surpression; l'utilisation de deux joints d'étanchéité en PTFE prolonge le guidage, assure un fonctionnement fluide de l'arbre et prévient ainsi l'usure prématurée; Matériaux: verre borosilicaté 3.3 (bouchon), PTFE (joints à lèvres).

Pour arbre d'agitateur (Ø mm)	Finition rectifiée (NS)	Unité d'emballage (pièces)	Référence
10	29/32	1	6 3060 04
10	s 45/40	s 1	6 3060 06
16	29/32	1	6 3062 04
16	45/40	1	6 3062 06

Autres finitions rectifiées disponibles sur demande