

Bouchons agitateurs à filetage extérieur GL



Bouchons agitateurs à filetage extérieur GL
Bouchons d'agitateur à vis, bouchon en tube DURAN®, autres matériaux: PTFE (manchon de guidage), PTFE-FPM (joint spécial), PPS (bouchon à vis); toutes les pièces sont facilement remplaçables.

Noyau (NS)	Filetage (GL)	Pour arbre d'agitateur (Ø mm)	Longueur totale (mm)	Unité d'emballage (pièces)	Référence
29/32	25		10	1	6 3030 29
45/40	25	s 10	85 +/- 3 mm	1	6 3030 45
45/40	32	16	85 +/- 3 mm	1	6 3036 45