

## Bouchons agitateurs avec enveloppe réfrigérante



Bouchons agitateurs avec enveloppe réfrigérante  
Bouchons agitateurs avec noyau NS et raccords d'eau de refroidissement (filetage GL 14), surface de fonctionnement rectifiée et polie, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Pour arbre d'agitateur (Ø mm)	PU (pcs.)	N° d'article
29/32	10	1	6 3025 29
45/40	16	1	6 3025 45