

## Bouteilles de laboratoire



### Bouteilles de laboratoire

Conforme à la norme ISO 4796, avec filetage DIN, matériau: DURAN®, avec graduation facile à lire et large zone d'étiquetage pour une identification facile, avec bouchon à vis et anneau verseur (matériau: PP, bleu; résistance à la température: +140 °C)

Contenu (ml)	Dimensions Ø x H (mm)	Filetage (GL)	Unité d'emballage (pièces)	Numéro d'article
25	36 x 74	25	10	7 1050 22
50	46 x 91	32	10	7 1050 28
100	56 x 105	45	10	7 1050 37
250	70 x 143	45	10	7 1050 49
500	86 x 181	45	10	7 1050 58
1000	101 x 230	45	10	7 1050 70
2000	136 x 265	45	10	7 1050 73
5000	182 x 335	45	1	7 1050 82
10000	227 x 415	45	1	7 1050 88
15000	268 x 450	45	1	7 1050 91
20000	288 x 510	45	1	7 1050 94