

Bouteilles de laboratoire



Bouteilles de laboratoire

Conforme à la norme ISO 4796, avec filetage DIN, matériau: DURAN®, avec graduation facile à lire et large zone d'étiquetage pour une identification facile, avec bouchon à vis et anneau verseur (matériau: PP, bleu; résistance à la température: +140 °C)

| Contenu (ml) | Dimensions Ø x H (mm) | Filetage (GL) | Unité d'emballage (pièces) | Numéro d'article |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| 25 | 36 x 74 | 25 | 10 | 7 1050 22 |
| 50 | 46 x 91 | 32 | 10 | 7 1050 28 |
| 100 | 56 x 105 | 45 | 10 | 7 1050 37 |
| 250 | 70 x 143 | 45 | 10 | 7 1050 49 |
| 500 | 86 x 181 | 45 | 10 | 7 1050 58 |
| 1000 | 101 x 230 | 45 | 10 | 7 1050 70 |
| 2000 | 136 x 265 | 45 | 10 | 7 1050 73 |
| 5000 | 182 x 335 | 45 | 1 | 7 1050 82 |
| 10000 | 227 x 415 | 45 | 1 | 7 1050 88 |
| 15000 | 268 x 450 | 45 | 1 | 7 1050 91 |
| 20000 | 288 x 510 | 45 | 1 | 7 1050 94 |