

## Bouteilles d'oxygène Winkler



### Bouteilles d'oxygène Winkler

Pour la détermination de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau; contenu gravé sur le flacon (précision:  $\pm 0,01$  ml); avec zone d'étiquetage; avec bouchon en verre sodocalcique massif et biseauté (fermeture par clip à ressort); flacon et bouchon alignés et numérotés; matériau: verre sodocalcique

Volume nominal (ml)	Joint rodé (NS)	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100-150	14/23	1	5 6050 37
250-300	19/26	1	5 6050 49