

## Bouteilles laveuses à gaz Drechsel sans plaque filtrante



Bouteilles laveuses à gaz Drechsel sans plaque filtrante  
Conformément à la norme DIN 12596, complet avec  
fixation, joint rodé: NS 29/32, matériau:  
tuyau DURAN® (pièce jointe),  
Verre borosilicaté 3,3 (bouteille),  
Verre à soda citron vert (bouteille de 1 litre)

Contenu (ml)	Raccords	Unité d'emballage (pièces)	N° d'article
100	Olives	1	5 5005 37
250	Olives	1	5 5005 49
500	Olives	1	5 5005 58
1000	Olives	1	5 5005 70
100	Filetage GL 14	1	5 5005 11
250	Filetage GL 14	1	5 5005 12
500	Filetage GL 14	1	5 5005 13
1000	Filetage GL 14	1	5 5005 14