

Bouteilles laveuses à gaz en bois tourné avec plaque filtrante



Bouteilles laveuses à gaz en bois tourné avec plaque filtrante

Conforme à la norme DIN 12596, complet avec fixation (avec plaque filtrante), joint rodé: NS 29/32, matériau: tuyau DURAN® (pièce jointe), Verre borosilicaté 3,3 (bouteille), Verre à soda citron vert (bouteille de 1 litre)

Contenu (ml)	filtre (porosité)	connexions	PU (pièce)	numéro d'article.
100	0	Olives	1	5 5100 37
250	0	Olives	1	5 5100 49
500	0	Olives	1	5 5100 58
1000	0	Olives	1	5 5100 70
100	1	Olives	1	5 5101 37
250	1	Olives	1	5 5101 49
500	1	Olives	1	5 5101 58
1000	1	Olives	1	5 5101 70
100	2	Olives	1	5 5102 37
250	2	Olives	1	5 5102 49
500	2	Olives	1	5 5102 58
1000	2	Olives	1	5 5102 70
100	0	Thread GL 14	1	5 5100 11
250	0	Thread GL 14	1	5 5100 12
500	0	Thread GL 14	1	5 5100 13

1000	0	Thread GL 14	1	5 5100 14
100	1	Thread GL 14	1	5 5101 11
250	1	Thread GL 14	1	5 5101 12
500	1	Thread GL 14	1	5 5101 13
1000	1	Thread GL 14	1	5 5101 14
100	2	Thread GL 14	1	5 5102 11
250	2	Thread GL 14	1	5 5102 12
500	2	Thread GL 14	1	5 5102 13
1000	2	Thread GL 14	1	5 5102 14

Generated on 2026-04-27