

## Bouteilles laveuses à gaz en matériau tourné pour le bois, avec raccords à visser



Bouteilles laveuses à gaz en matériau tourné pour le bois, avec raccords à visser

Complet avec accessoire, hauteur d'insertion réglable, capacité: 500 ml, bouchon à vis central: GL 45, bouchons à vis latéraux: GL 14, flacon: DURAN®, accessoire en tube DURAN®

**Sans plaque filtrante**, référence: 5 5300 58  
(conditionnement: 1 pièce)

**Avec plaque filtrante (porosité: 1)** N° d'article:  
5 5301 58 (emballage: 1 pièce)

