


Broyeur à noyau avec drip tip



Noyaux rodés avec embout buccal conforme à la norme DIN 12249 Forme F, noyaux coniques rodés, fabriqués à partir de tubes DURAN®

Noyau (NS)	Ø (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Longueur totale approx. (mm)		N° d'article
14/23	13		1,5		10 %s 1 1004 14
19/26	17		1,8		10 %s 1 1004 19
24/29	22	1,8		130 %s 10	1 1004 24
29/32	26	2,0	130	10	1 1004 29